

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
18785A	Toma Hirschmann 6 polos		General	31-dic-04	31-dic-04	
18795B	Toma Hirschmann 10 polos		General	31-dic-04	31-dic-04	
18785C	Toma Hirschmann 16 polos		General	31-dic-08	31-dic-05	
18785D	Toma Hirschmann 24 polos		General	31-dic-04	31-dic-04	
18795A	Clavija Hirschmann 6 polos		General	31-dic-04	31-dic-04	
18795B	Clavija Hirschmann 10 polos		General	31-dic-04	31-dic-04	
18795C	Clavija Hirschmann 16 polos		General	31-dic-04	31-dic-04	
18795D	Clavija Hirschmann 24 polos		General	31-dic-05	31-dic-05	
18970AV	Cajetín para montaje empotrado		General	31-dic-07	07-oct-05	18972AV
18984D	Marco frontal 2 elementos	Crema, RAL 1013	General	30-jun-08	30-jun-08	
18984D4	Marco frontal 2 elementos	Blanco, RAL 9016	General	30-jun-08	30-jun-08	
70006C	Mecanismo de llamada neumático	Para circuito NA/NC	General	31-dic-10	20-jul-10	70006D
71048A	Unidad interface para micrófono y altavoz		Clino Phon 99	31-dic-07	31-dic-07	71048B
71049A	Unidad interface para micrófono y altavoz		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-11	31-dic-10	
71050D1	Placa frontal con micrófono CP95	RAL 1013	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
71185D1	Mecanismo de llamada sensible al tacto	Con LED tranquilizante rojo	General	30-jun-06	30-jun-06	71185E2
71186F1	Relé para llamada telefónica	Toma TAE 4N N1-S	General	31-dic-08	30-jun-08	71186GV
71188B	Unidad de protección con fusibles		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-ene-09	30-jun-07	
71193B	Bloque de conmutación para concentración grupos - Opt90		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72415A1	Cuadro indicador 10 habitaciones - Opt90	Superficie	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72415B1	Cuadro indicador 20 habitaciones - Opt90	Superficie	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72415C1	Cuadro indicador 30 habitaciones - Opt90	Superficie	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72415D1	Cuadro indicador 40 habitaciones - Opt90	Superficie	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72415F1	Cuadro indicador 60 habitaciones - Opt90	Superficie	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72415H1	Cuadro indicador 80 habitaciones - Opt90	Superficie	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72415K1	Cuadro indicador 100 habitaciones - Opt90	Superficie	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72425A1	Cuadro indicador 10 habitaciones - Opt90	Empotrado	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72425B1	Cuadro indicador 20 habitaciones - Opt90	Empotrado	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72425C1	Cuadro indicador 30 habitaciones - Opt90	Empotrado	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72425D1	Cuadro indicador 40 habitaciones - Opt90	Empotrado	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72425F1	Cuadro indicador 60 habitaciones - Opt90	Empotrado	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72425H1	Cuadro indicador 80 habitaciones - Opt90	Empotrado	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72425K1	Cuadro indicador 100 habitaciones - Opt90	Empotrado	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-01	31-dic-01	
72503A0	Indicador de zona 1 difusor. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	72515A7
72503A1	Indicador de zona 1 difusor. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	72515A7
72503A2	Indicador de zona 1 difusor. Triangular	1 difusor, número 1	General	31-ene-05	31-ene-05	72515A7 + 72515Z2
72503A3	Indicador de zona 1 difusor. Triangular	1 difusor, números 1 y 2	General	31-ene-05	31-ene-05	72515A7 + 72515Z1
72503B0	Indicador de zona 2 difusores. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	72515A7
72503B1	Indicador de zona 2 difusores. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	72515A7
72503B2	Indicador de zona 2 difusores. Triangular	2 difusores, números 1 y 2	General	31-ene-05	31-ene-05	72515A7 + 72515Z1
72503B3	Indicador de zona 2 difusores. Triangular	2 difusores, números 1 a 4	General	31-ene-05	31-ene-05	2 x 72515A7 + 72515Z1
72503C0	Indicador de zona 3 difusores. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	3 x 72515A7
72503C1	Indicador de zona 3 difusores. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	3 x 72515A7
72503C2	Indicador de zona 3 difusores. Triangular	3 difusores, números 1 a 3	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A7 + 72515Z2
72503C3	Indicador de zona 3 difusores. Triangular	3 difusores, números 1 a 6	General	31-ene-05	31-ene-05	3 x 72515A7 + 72515Z1
72503D0	Indicador de zona 4 difusores. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	2 x 72515A7
72503D1	Indicador de zona 4 difusores. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	2 x 72515A7

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
72503D2	Indicador de zona 4 difusores. Triangular	4 difusores, números 1 a 4	General	31-ene-05	31-ene-05	2 x 72515A7 + 72515Z1
72503D3	Indicador de zona 4 difusores. Triangular	4 difusores, números 1 a 8	General	31-ene-05	31-ene-05	4 x 72515A7 + 72515Z1
72503E0	Indicador de zona 5 difusores. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	5 x 72515A7
72503E1	Indicador de zona 5 difusores. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	5 x 72515A7
72503E2	Indicador de zona 5 difusores. Triangular	5 difusores, números 1 a 5	General	31-ene-05	31-ene-05	5 x 72515A7 + 72515Z2
72503E3	Indicador de zona 5 difusores. Triangular	5 difusores, números 1 a 10	General	31-ene-05	31-ene-05	5 x 72515A7 + 72515Z1
72503F0	Indicador de zona 6 difusores. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	3 x 72515A7
72503F1	Indicador de zona 6 difusores. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	3 x 72515A7
72503F2	Indicador de zona 6 difusores. Triangular	6 difusores, números 1 a 6	General	31-ene-05	31-ene-05	3 x 72515A7 + 72515Z1
72503F3	Indicador de zona 6 difusores. Triangular	6 difusores, números 1 a 12	General	31-ene-05	31-ene-05	6 x 72515A7 + 72515Z1
72503G0	Indicador de zona 8 difusores. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	4 x 72515A7
72503G1	Indicador de zona 8 difusores. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	4 x 72515A7
72503G2	Indicador de zona 8 difusores. Triangular	8 difusores, números 1 a 8	General	31-ene-05	31-ene-05	4 x 72515A7 + 72515Z1
72503G3	Indicador de zona 8 difusores. Triangular	8 difusores, números 1 a 16	General	31-ene-05	31-ene-05	8 x 72515A7 + 72515Z1
72503H0	Indicador de zona 10 difusores. Triangular	Neutro. 2 campos por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	5 x 72515A7
72503H1	Indicador de zona 10 difusores. Triangular	Neutro. 1 campo por difusor	General	31-ene-05	31-ene-05	5 x 72515A7
72503H2	Indicador de zona 10 difusores. Triangular	10 difusores, números 1 a 10	General	31-ene-05	31-ene-05	5 x 72515A7 + 72515Z1
72515A1	Indicador de zona con 1 lámpara	Neutro, gris	General	30-dic-08	30-jun-08	72515A7
72515A2	Indicador de zona con 1 lámpara	1 difusor, número 1	General	31-dic-05	31-dic-05	72515A7 + 72515Z2
72515A3	Indicador de zona con 2 campos	1 difusor, números 1 y 2	General	31-dic-05	31-dic-05	72515A7 + 72515Z1
72515A4	Indicador de zona con 1 lámpara	Neutro, blanco	General	30-dic-08	09-jul-08	72515A8
72515A5	Indicador de zona con 1 lámpara	1 difusor, número 1, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	72515A8 + 72515Z2
72515A6	Indicador de zona con 2 campos	2 difusores, números 1 y 2, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	72515A8 + 72515Z1
72515B1	Indicador de zona con 2 campos	2 difusores, neutro, gris	General	31-dic-11	31-dic-10	72515A7
72515B2	Indicador de zona con 2 campos	2 difusores, números 1 y 2, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	72515A7 + 72515Z1
72515B3	Indicador de zona con 4 campos	2 difusores, números 1 a 4, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	2 x 72515A7 + 72515Z1
72515B4	Indicador de zona con 2 campos	2 difusores, neutro, blanco	General	31-dic-11	31-dic-10	72515A8
72515B5	Indicador de zona con 2 campos	2 difusores, números 1 y 2, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	72515A8 + 72515Z1
72515B6	Indicador de zona con 4 campos	2 difusores, números 1 a 4, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	2 x 72515A8 + 72515Z1
72515C1	Indicador de zona con 3 campos	3 difusores, neutro, gris	General	31-dic-11	31-dic-10	3 x 72515A7
72515C2	Indicador de zona con 3 campos	3 difusores, números 1 a 3, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A7 + 72515Z2
72515C3	Indicador de zona con 6 campos	3 difusores, números 1 a 6, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A7 + 72515Z1
72515C4	Indicador de zona con 3 campos	3 difusores, neutro, blanco	General	31-dic-11	31-dic-10	3 x 72515A8
72515C5	Indicador de zona con 3 campos	3 difusores, números 1 a 3, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A8 + 72515Z2
72515C6	Indicador de zona con 6 campos	3 difusores, números 1 a 6, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A8 + 72515Z1
72515D1	Indicador de zona con 4 campos	4 difusores, neutro, gris	General	31-dic-11	31-dic-10	2 x 72515A7
72515D2	Indicador de zona con 4 campos	4 difusores, números 1 a 4, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	2 x 72515A7 + 72515Z1
72515D3	Indicador de zona con 8 campos	4 difusores, números 1 a 8, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	4 x 72515A7 + 72515Z1
72515D4	Indicador de zona con 4 campos	4 difusores, neutro, blanco	General	31-dic-11	31-dic-10	2 x 72515A8
72515D5	Indicador de zona con 4 campos	4 difusores, números 1 a 4, blanco	General	13-dic-05	31-dic-05	2 x 72515A8 + 72515Z1
72515D6	Indicador de zona con 8 campos	4 difusores, números 1 a 8, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	4 x 72515A8 + 72515Z1
72515E1	Indicador de zona con 5 campos	5 difusores, neutro, gris	General	31-dic-11	31-dic-10	5 x 72515A7
72515E2	Indicador de zona con 5 campos	5 difusores, números 1 a 5, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A7 + 72515Z2
72515E3	Indicador de zona con 10 campos	5 difusores, números 1 a 10, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A7 + 72515Z1
72515E4	Indicador de zona con 5 campos	5 difusores, neutro, blanco	General	31-dic-11	31-dic-10	5 x 72515A8
72515E5	Indicador de zona con 5 campos	5 difusores, números 1 a 5, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A8 + 72515Z2
72515E6	Indicador de zona con 10 campos	5 difusores, números 1 a 10, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A8 + 72515Z1

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
72515F1	Indicador de zona con 6 campos	6 difusores, neutro, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A7
72515F2	Indicador de zona con 6 campos	6 difusores, números 1 a 6, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A7 + 72515Z1
72515F3	Indicador de zona con 12 campos	6 difusores, números 1 a 12, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	6 x 72515A7 + 72515Z1
72515F4	Indicador de zona con 6 campos	6 difusores, neutro, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A8
72515F5	Indicador de zona con 6 campos	6 difusores, números 1 a 6, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	3 x 72515A8 + 72515Z1
72515F6	Indicador de zona con 12 campos	6 difusores, números 1 a 12, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	6 x 72515A8 + 72515Z1
72515G1	Indicador de zona con 8 campos	8 difusores, neutro, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	4 x 72515A7
72515G2	Indicador de zona con 8 campos	8 difusores, números 1 a 8, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	4 x 72515A7 + 72515Z1
72515G3	Indicador de zona con 16 campos	8 difusores, números 1 a 16, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	8 x 72515A7 + 72515Z1
72515G4	Indicador de zona con 8 campos	8 difusores, neutro, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	4 x 72515A8
72515G5	Indicador de zona con 8 campos	8 difusores, números 1 a 8, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	4 x 72515A8 + 72515Z1
72515G6	Indicador de zona con 16 campos	8 difusores, números 1 a 16, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	8 x 72515A8 + 72515Z1
72515H1	Indicador de zona con 10 campos	10 difusores, neutro, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A7
72515H2	Indicador de zona con 10 campos	10 difusores, números 1 a 10, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A7 + 72515Z1
72515H3	Indicador de zona con 20 campos	10 difusores, números 1 a 20, gris	General	31-dic-05	31-dic-05	10 x 72515A7 + 72515Z1
72515H4	Indicador de zona con 10 campos	10 difusores, neutro, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A8
72515H5	Indicador de zona con 10 campos	10 difusores, números 1 a 10, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	5 x 72515A8 + 72515Z1
72515H6	Indicador de zona con 20 campos	10 difusores, números 1 a 20, blanco	General	31-dic-05	31-dic-05	10 x 72515A8 + 72515Z1
72516B3	Indicador de zona cc21 con 4 campos RAL9016	Sistema 21, 2 difusores, números 1-4	General	27-abr-06	31-mar-06	2 x 72515A8 + 72515Z1
72516C3	Indicador de zona cc21 con 6 campos RAL9016	Sistema 21, 3 difusores, números 1-6	General	31-mar-06	31-mar-06	3 x 72515A8 + 72515Z1
72516D1	Indicador de zona cc21 con 4 campos RAL9016	Sistema 21, 4 difusores, neutro	General	31-mar-06	31-mar-06	2 x 72515A8
72516D2	Indicador de zona cc21 con 4 campos RAL9016	Sistema 21, 4 difusores, números 1-4	General	31-mar-06	31-mar-06	2 x 72515A8 + 72515Z1
72516D3	Indicador de zona cc21 con 4 campos RAL9016	Sistema 21, 4 difusores, números 1-4	General	31-mar-06	31-mar-06	2 x 72515A8 + 72515Z1
72516D6	Indicador de zona cc21 con 8 campos RAL9016	Sistema 21, 4 difusores, números 1-8	General	31-mar-06	08-feb-06	4 x 72515A8 + 72515Z1
72516E1	Indicador de zona cc21 con 5 campos RAL9016	Sistema 21, 5 difusores, neutro	General	31-mar-06	31-mar-06	5 x 72515A8
72516Q1	Electrónica de control para indicador de zonas - Sistema 21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
72522A	Módulo Electrónico Puesto Control Opt90		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72522B	Unidad Conmutación Opt90		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72524D	Módulo Electrónico Orientación Opt90 - 1 Campo		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72524E	Módulo Electrónico Orientación Opt90 - 2 Campos		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72500A	Indicador luminoso 1 campo c/zócalo	Trapezoidal	General	31-dic-02	31-dic-01	72569CL + 72569Z4
72500B	Indicador luminoso 2 campos c/zócalo	Trapezoidal	General	31-dic-02	31-dic-01	72569CL + 72569Z4
72500C	Indicador luminoso 3 campos c/zócalo	Trapezoidal	General	31-dic-02	31-dic-01	72569CL + 72569Z4
72550A	Indicador luminoso 1 campo c/zócalo	Trapezoidal	General	31-dic-05	28-jun-05	72569CL + 72569Z4
72550B	Indicador luminoso 2 campos c/zócalo	Trapezoidal	General	31-dic-05	28-jun-05	72569CL + 72569Z4
72550C	Indicador luminoso 3 campos c/zócalo	Trapezoidal	General	31-dic-05	23-sep-05	72569CL + 72569Z4
72550D	Indicador luminoso 4 campos c/zócalo	Trapezoidal	General	31-dic-05	11-nov-05	72569DL + 72569Z4
72552B2	Indicador de dirección, Gris RAL7040		Sistema 21 ⁽⁴⁾	11-ago-05	11-ago-05	N.A.
72552C1	Indicador de dirección		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-ago-09	15-may-09	N.A.
72552Z1	Base de soporte y conexión para módulo de orientación, blanco -		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
72552Z2	Base de conexión p/ indicadores de dirección, Gris RAL 7040		Sistema 21 ⁽⁴⁾	11-ago-05	11-ago-05	72552Z1
72553C1	Indicador de pasillo con 3 campos, Blanco RAL 9016	(blanco/rojo/verde)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-mar-08	31-mar-08	72569DL + 72569Z4
72553C2	Indicador de pasillo con 3 campos, Gris RAL 7040	(blanco/rojo/verde)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	11-ago-05	11-ago-05	72569DL + 72569Z2
72553D1	Indicador de pasillo con 4 campos, Blanco RAL 9016	(blanco/rojo/verde/amarillo)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	30-sep-09	30-sep-09	72569DL + 72569Z4
72553D2	Indicador de pasillo con 4 campos, Gris RAL 7040	(blanco/rojo/verde/amarillo)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	08-sep-05	08-sep-05	72569DL + 72569Z2
72560A	Módulo Electrónico Opt90 - (AC)	Zócalo negro	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72560A3	Módulo Electrónico Opt90 - (AC)	Zócalo blanco	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
72560B3	Módulo Electrónico Opt90 - (AC) - Ciego		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72561A	Módulo Electrónico Opt90 - (DC)	Zócalo negro	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72561A3	Módulo Electrónico Opt90 - (DC)	Zócalo blanco	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72569C	Indicador de pasillo con 3 campos	Con lámparas; blanco, rojo, verde	General	31-mar-09	28-feb-09	72569DL
72569CL	Indicador de pasillo con 3 campos CL131	Con leds; blanco, rojo, verde	General	31-dic-12	30-jun-12	72569DL
72569D	Indicador de pasillo con 4 campos	Con lámparas; blanco, rojo, verde, amarillo	General	01-ago-09	28-feb-09	72569DL
72569Z1	Base de conexión p/ indic. pasillo (gris RAL 7040)	Para 72569C	General	31-mar-06	07-oct-05	72569Z2
72569Z3	Base de conexión p/ indic. pasillo (blanco RAL 9016)	Para 72569C	General	01-dic-05	01-dic-05	72569Z4
72570A	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	Ciego, Sin Bus Camas	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-jun-07	72570P1 o (72575Nx + 72575Zx)
72570A2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	Ciego, Sin Bus Camas	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	30-jun-07	72570P1 o (72575Nx + 72575Zx)
72570B3	Módulo electrónico para Kit de Baño 76910C1	Recambio	Kit WC	30-dic-07	30-jun-07	
72570C	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	3 campos (lámparas), Sin Bus Camas	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-jun-07	72570P1 o (72575Nx + 72575Zx)
72570C2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	3 campos (lámparas), Sin Bus Camas	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	30-jun-07	72570P1 o (72575Nx + 72575Zx)
72570D	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	4 campos (lámparas), Sin Bus Camas	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-jun-07	72570P1 o (72575Nx + 72575Zx)
72570D2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	4 campos (lámparas), Sin Bus Camas	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	30-jun-07	72570P1 o (72575Nx + 72575Zx)
72570N1	Módulo electrónico habitación EM99 CLs (LED)	3 campos (leds), Sin Bus Camas, NA y NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	03-mar-10	31-dic-09	72570P1 o (72575Nx + 72575Zx)
72571A	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	Ciego, Con Bus Camas y Audio	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	30-jun-07	72571P1 o (72575Px + 72575Zx)
72571A2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	Ciego, Con Bus Camas y Audio	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	30-dic-07	72571P1 o (72575Px + 72575Zx)
72571C	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	3 campos (lámparas), Con Bus Camas y Audio	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-jun-07	72571P1 o (72575Px + 72575Zx)
72571C2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	3 campos (lámparas), Con Bus Camas y Audio	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	18-dic-07	72571P1 o (72575Px + 72575Zx)
72571D	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	4 campos (lámparas), Con Bus Camas y Audio	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-jun-07	72571P1 o (72575Px + 72575Zx)
72571D2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	4 campos (lámparas), Con Bus Camas y Audio	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	30-dic-07	72571P1 o (72575Px + 72575Zx)
72571N1	Módulo electrónico habitación EM99 CLs (LED)	3 campos (led), Con Bus Camas y Audio, NA y NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	03-mar-10	31-dic-09	72571P1 o (72575Px + 72575Zx)
7257200	Módulo electrónico habitación EM99	Ciego, Con Bus Camas, Audio y Radio	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	
7257201	Módulo electrónico habitación EM99 equiv. 72572D2	Ciego, Con Bus Camas, Audio y Radio	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	31-dic-06	31-dic-06	72572D2
72572A2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	Ciego, Con Bus Camas, Audio y Radio	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	20-ago-09	31-dic-06	72572D2
72572C	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	3 campos (lámparas), Con Bus Camas, Audio y Radio	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	
72572C2	Módulo electrónico habitación EM99 (NC)	3 campos (lámparas), Con Bus Camas, Audio y Radio	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	01-ago-09	31-dic-06	72572D2
72572D	Módulo electrónico habitación EM99 (NA)	4 campos (lámparas), Con Bus Camas, Audio y Radio	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-08	03-ago-07	
72572D2	Módulo electrónico con Bus cama (4 campos) y ELA clino opt 99		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
72572Z1	Base soporte para módulo electrónico con Bus cama y ELA		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
72572Z2	Base soporte para módulo electrónico con Bus cama y ELA		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
72573A	Módulo electrónico Puesto Control Opt 99 (NA)	Ciego	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-jun-07	72573N1
72573A2	Módulo electrónico Puesto Control Opt 99 (NC)	Ciego	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-dic-07	72573N1
72573C	Módulo electrónico Puesto Control Opt 99 (NA)	3 campos (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-07	30-jun-07	72573N1
72573C2	Módulo electrónico Puesto Control Opt 99 (NC)	3 campos (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-dic-07	72573N1
72573D	Módulo electrónico Puesto Control Opt 99 (NA)	4 campos (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-07	30-jun-07	72573N1
72573D2	Módulo electrónico Puesto Control Opt 99 (NC)	4 campos (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-07	30-jun-07	72573N1
72573N1	Módulo electrónico para puesto de control clino opt 99	3 campos (led), Con Bus Camas y Audio, NA y NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		Consultar
72574A	Módulo indicador dirección 99 - 1 campo (NA)	Flecha izquierda (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	09-ago-05	09-ago-05	72574M1
72574A2	Módulo indicador dirección 99 - 1 campo (NC)	Flecha izquierda (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-may-06	30-may-06	72574M1
72574B	Módulo indicador dirección 99 - 1 campo (NA)	Flecha derecha (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	09-ago-05	09-ago-05	72574M1
72574B2	Módulo indicador dirección 99 - 1 campo (NC)	Flecha derecha (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-may-06	30-may-06	72574M1
72574C	Módulo indicador dirección 99 - 2 campos (NA)	Flechas derecha e izquierda (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-jun-07	72574M1
72574C2	Módulo indicador dirección 99 - 2 campos (NC)	Flechas derecha e izquierda (lámparas)	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-dic-07	30-jun-07	72574M1
72580B1	Módulo electrónico de habitación (ciego) EM21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
72580B2	Módulo electrónico habitación EM21	ciego, gris RAL 7040	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	72580B1
72580C1	Módulo electrónico habitación EM21	3 campos, blanco RAL 9016	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	72580D1
72580C2	Módulo electrónico habitación EM21	3 campos, gris RAL 7040	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	72580D1
72580D1	Módulo electrónico de habitación (4 campos) EM21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		
72580D2	Módulo electrónico habitación EM21	4 campos, gris RAL 7040	Sistema 21 ⁽⁴⁾	04-ago-05	04-ago-05	72580D1
72580Z1	Base de soporte y conexión para EM21, blanca		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		
72580Z2	Base de conexión para módulo EM21	Gris, RAL 7040	Sistema 21 ⁽⁴⁾	04-ago-05	04-ago-05	72580Z1
72582B1	Interface de puesto de control ciego DZI21	Blanco RAL 9016	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-jul-08	31-jul-08	72582D1
72582D1	Interface para puesto de control (4 campos), blanco sistema 21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		
72582D2	Interface de puesto de control DZI21	4 campos, gris RAL 7040	Sistema 21 ⁽⁴⁾	10-ago-05	10-ago-05	72582D1
72582Z2	Base de conexión para interface puesto de control DZI21	Gris, RAL 7040	Sistema 21 ⁽⁴⁾	10-ago-05	10-ago-05	72582Z1
72583A2	Interface de puesto de control Phon 99, 4 campos	Gris RAL 7040	Clino Phon 99	26-mar-09	26-mar-09	72583A1
72583B1	Interface de puesto de control Phon 99 ciego		Clino Phon 99	01-sep-09	30-jun-09	72583A1
72583Z2	Base de conexión para interface puesto de control	Gris RAL 7040	Clino Phon 99	31-dic-09	31-dic-09	72583Z1
72592A	Módulo electrónico sin voz (sistema 95) - Trapezoidal	Ciego	Clino Phon 95 ⁽²⁾	12-ene-06	31-dic-05	72593C
72592A1	Módulo electrónico sin voz (sistema 95) - Trapezoidal	Ciego	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-oct-05	72593C
72592AA	Módulo electrónico sin voz (sistema 95) - Trapezoidal	Ciego	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	72593C
72592AB	Módulo electrónico sin voz (sistema 95) - Trapezoidal	Ciego	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	72593C
7259300	Módulo electrónico sin voz (sistema 95) - Semicircular	Ciego	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-dic-07	24-jun-07	72593C
72593C	Módulo electrónico sin voz (sistema 95) - Semicircular	3 campos	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
72593Z1	Base de conexión para módulo 72593C	Gris RAL 7040	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
72593Z2	Base de conexión para módulo 72593C	Blanco RAL 9016	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
72594A	Indicador de dirección 1 campo	Sistema 95, Flecha izquierda	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	72515A7
72594A2	Indicador de dirección 1 campo	Sistema 95, Flecha izquierda	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	72515A8
72594B	Indicador de dirección 1 campo	Sistema 95, Flecha derecha	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	72515A7
72594B2	Indicador de dirección 1 campo	Sistema 95, Flecha derecha	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	72515A8
72594C	Indicador de dirección 2 campos	Sistema 95, Flechas derecha e izquierda	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	72515A7
72594C2	Indicador de dirección 2 campos	Sistema 95, Flechas derecha e izquierda	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	72515A8
72610A	Central de grupo - Opt90		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72611A	Unidad Adaptación - Opt90		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72611B	Unidad conexión - Opt90	Unidad de contactos	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72615A	Unidad de transmisión de llamadas - Opt90	Central de impulsos	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72616A	Unidad Auxiliar - Opt90		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
72634A2	Unidad interface con 2 contactos		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	72634A4
72634A4	Unidad interface con 4 contactos		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
72635B	Amplificador de datos		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	30-jun-08	
72635D	Unidad amplificadora de audio		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-11	31-dic-10	
7264000	Central de grupo Opt99 (especial)	equivalente a 72640A	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	
7264002	Central de grupo Opt99 (especial)	equivalente a 72640A	Clino Opt 99 ⁽³⁾	16-nov-05	16-nov-05	
7264003	Central de grupo Opt99 (especial)	equivalente a 72640B	Clino Opt 99 ⁽³⁾	16-nov-05	16-nov-05	
7264004	Central de grupo Opt99 (especial)	equivalente a 72640A, software 83506AM	Clino Opt 99 ⁽³⁾	16-nov-05	16-nov-05	
7264007	Central de grupo Opt99 (especial)	equivalente a 72640B	Clino Opt 99 ⁽³⁾	01-ago-09	01-ago-09	
72640A	Central de grupo Opt99	Sin Audio, para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-08	31-dic-08	72700A1 o (72700B1+72700Z3) + 72700C1 + 72700E1 (opc)
72640A2	Central de grupo Opt99 VDE	Sin Audio, para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-09	31-dic-09	72700A1 o (72700B1+72700Z3) + 72700C1 + 72700E1 (opc)
72640B	Central de grupo Opt99	Con Audio, para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-08	31-dic-08	Consultar

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
72640B2	Central de grupo Opt99 VDE	Con Audio, para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	Consultar
72640Z1	Base de soporte y conexión para central Opt99 sin audio		Clino Opt 99 ⁽³⁾	03-mar-10	31-dic-08	N.A.
72640Z2	Base de soporte y conexión para central Opt99 con audio		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	01-ene-13	N.A.
72640ZE	Kit EPROM para central de grupo Opt99 (VDE0834)	Para transformar la central de grupo de NC a NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
72641A	Interface con contactos Opt 99	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	11-jul-05	11-jul-05	72641A2
72643A1	Interface de Buscapersonas	Para antiguo protocolo Ericsson PSP800	Clino Opt 99 ⁽³⁾	20-ago-09	31-dic-08	Consultar
72643B1	Interface serie - Multitone		Clino Opt 99 ⁽³⁾	01-ago-09	31-dic-08	Consultar
72643C1	Interface serie para sistemas DECT/Buscapersonas	Multiprotocolo (ESPA, clino call DECT, etc...)	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	Consultar
72643D1	Interface serie - Bosch D6801		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-08	31-dic-08	Consultar
72643E1	Interface serie - Bosch ANT6100		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-08	31-dic-08	Consultar
72643F1	Interface de Buscapersonas	para sistema Blick Datacall	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-08	31-dic-08	Consultar
72643G1	Transponder Buscapersonas-UPC con DP6000	Philips DP6000	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-08	31-dic-08	Consultar
72643H1	Interface serie para PC (registro de llamadas)		Clino Opt 99 ⁽³⁾	17-feb-09	17-feb-09	72647A
72643I1	Interface para impresora serie		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
72643J1	Interface horario DCF77		Clino Opt 99 ⁽³⁾	01-ago-09	01-ago-09	
72643K1	Interface serie buscapersonas - Tetronik DP6000		Clino Opt 99 ⁽³⁾	05-feb-09	05-feb-09	Consultar
72643L1	Interface serie buscapersonas - Philips DP6000		Clino Opt 99 ⁽³⁾	20-ene-09	20-ene-09	Consultar
72643R1	Interface serie clino call DECT		Clino Opt 99 ⁽³⁾	05-feb-09	05-feb-09	72643C1
72643S1	Interface serie para – clino call HL –		Clino Opt 99 ⁽³⁾	05-feb-09	05-feb-09	72643C1
72643Z1	Base soporte para Interface serie		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
72644A1	Módulo horario DCF77		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
72647A	Interface para PC comunicación PLUS		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
72649A1	Módulo de configuración opt 99	Alemán	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	72649B1
72649AA	Módulo de configuración opt 99	Inglés	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	72649BA
72649AC	Módulo de configuración opt 99	Holandés	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	72649BA
72649AE	Módulo de configuración opt 99	Italiano	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	72649BE
72649AG	Módulo de configuración opt 99	Francés	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	72649BG
72649AK	Módulo de configuración opt 99	Español	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	72649BK
72649BC	Módulo de configuración opt 99 / phon 99	Holandés	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	31-dic-05	31-dic-05	72649BA
72649BR	Módulo de configuración opt 99 / phon 99	Noruego	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	31-dic-05	31-dic-05	72649BA
72660A	Central de grupo phon 99 (maestra)		Clino Phon 99	31-ene-13	31-dic-12	72700A1 o (72700B1+72700Z2/72700Z3) + 72700C1 + 72700E1 (opc)
72660B	Central de grupo phon 99 (esclava)		Clino Phon 99	31-mar-06	31-mar-06	72700A1 o (72700B1+72700Z2/72700Z3) + 72700C1 + 72700E1 (opc)
72660C	Central de grupo CP99 CL	Central de grupo hasta 50 habit.	Clino Phon 99	31-ene-13	31-dic-12	72700A1 o (72700B1+72700Z2/72700Z3) + 72700C1 + 72700E1 (opc)
72660D	Central de grupo CP99 CLi	Central de grupo hasta 100 habit.	Clino Phon 99	31-ene-13	31-dic-12	72700A1 o (72700B1+72700Z2/72700Z3) + 72700C1 + 72700E1 (opc)
72660E	Central de grupo phon 99 (IP)		Clino Phon 99	01-jun-10	01-ago-09	72700A1 o (72700B1+72700Z2/72700Z3) + 72700C1 + 72700E1 (opc)
72660Z1	Soporte de montaje en superficie	Para central de grupo 72660x	Clino Phon 99	31-ene-13	31-dic-12	N.A.
72660Z2	Soporte de montaje en rack 19"	Para central de grupo 72660x	Clino Phon 99	31-ene-13	31-dic-12	N.A.
72661A	Convertidor POF-Cu		Clino Phon 99	31-may-09	31-may-09	N.A.

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
72661B	Convertidor POF-FO		Clino Phon 99	31-may-09	31-may-09	72661D
7302004	Pulsador de llamada. Ver F4755.531(4)		General	31-dic-08	31-dic-08	
73020A	Mecanismo de llamada con pulsador	Para circuito NA	General	31-dic-05	31-dic-05	73022A3 + 88881G3 + 88914A3
73020A2	Mecanismo de llamada con pulsador	Para circuito NC	General	30-dic-08	30-jun-08	73022A3 + 88881G3 + 88914A3
73020B	Mecanismo de llamada con puls. y toma 7 polos	Para circuito NA	General	30-dic-08	30-jun-08	73022B + 88881A3 + 88914A3
73020C	Mecanismo de llamada con toma 7 polos	Para circuito NA	General	03-dic-08	03-jun-08	73022B + 88881A3 + 88914A3
73020D	Mecanismo de llamada con 2 tomas 7 polos	Para circuito NA	General	31-dic-08	03-jun-08	
73020E	Mecanismo de llamada con tomas 7 y 6 polos	Para circuito NA	General	31-dic-08	03-jun-08	
73020G	Mecanismo de llamada diagnóstico con toma 6 polos	Para circuito NA	General	31-dic-08	03-jun-08	
73020K	Mecanismo de llamada a médico - opt90		General	31-dic-05	31-dic-05	73022A3 + 88881D3 + 88914A3
73021B	Mecanismo de llamada con puls. y toma 7 polos	Para circuito NC	General	30-jun-08	31-dic-05	73023B + 88881A3 + 88914A3
73021D	Mecanismo de llamada con 2 tomas 7 polos	Para circuito NC	General	30-jun-08	31-dic-05	
73021G	Mecanismo de llamada diagnóstico con toma 6 polos	Para circuito NC	General	30-jun-08	31-dic-05	
73022A	Mecanismo de llamada con pulsador	Para circuito NA	General	25-feb-05	25-feb-05	73022A3
73022A2	Mecanismo de llamada con pulsador	Para circuito NA/NC	General	31-dic-10	20-jul-10	73022A3
73069D	Módulo de llamada con tomas de 7 y 6 polos	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	73073D3
73069D2	Módulo de llamada con tomas de 7 y 6 polos (VDE0834)	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	73073D3
73069E	Módulo de llamada con toma de 7 polos	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	73073E3
73069E2	Módulo de llamada con toma de 7 polos (VDE0834)	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	73073E3
73069F	Módulo de llamada con pulsador	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	73073F3
73069F2	Módulo de llamada con pulsador (VDE0834)	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-06	31-dic-06	73073F3
73071D	Módulo de llamada con tomas de 7 y 6 polos	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-06	30-jun-06	73073D3
73071E	Módulo de llamada con toma de 7 polos	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-06	30-jun-06	73073E3
73071F	Módulo de llamada con pulsador	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-06	30-jun-06	73073F3
73072A	Unidad Electrónica 99 de pared. Radio y TV	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-06	30-jun-06	N.A.
73072A2	Unidad Electrónica 99 de pared. Radio y TV	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
73072B	Unidad Electrónica 99 de cabecero. Radio y TV	Para circuito NA	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-jun-06	30-jun-06	N.A.
73072B2	Unidad Electrónica 99 de cabecero. Radio y TV	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
73073D	Módulo de llamada con tomas de 7 y 6 polos	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-nov-06	15-oct-06	73073D3
73073E	Módulo de llamada con toma de 7 polos	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-oct-06	31-oct-06	73073E3
73073F	Módulo de llamada con pulsador	Para circuito NC	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-oct-06	25-ago-06	73073F3
73074A	Módulo combinado de cama con 1 toma 7 polos		Clino Phon 99	31-ago-09	31-ago-09	73073E3 + 88881L3 + 71048B + 71052D3 + 71008C3 + 88910B3 + 88914C3
73074B	Módulo combinado de cama con 2 tomas 7 y 6 polos	clino phon 99	Clino Phon 99	31-ago-09	31-ago-09	73073D3 + 88881J3 + 71048B + 71052D3 + 71008C3 + 88910B3 + 88914C3
73120A	Mecanismo con selector de canales		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-12	31-dic-12	N.A.
73120E1	Regulador de volumen 100V		General	30-may-08	30-may-08	
73120E2	Regulador de volumen 4W		General	31-dic-08	31-dic-08	
73120H	Mecanismo con potenciómetro y salida auriculares		General	31-dic-08	31-dic-08	73120H1
73120H1	Mecanismo con potenciómetro y salida de auriculares		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-12	31-dic-12	N.A.
73300A	Vigilante acústico	Genérico Iconos (sin texto)	General	31-dic-14		N.A.
73300A7	Vigilante acústico con clavija DIN 7 polos	Textos en Alemán	General	30-sep-05	30-sep-05	73300A
73300B7	Vigilante acústico con clavija DIN 7 polos	Textos en Inglés	General	17-jun-08	17-jun-08	73300A
73300C7	Vigilante acústico con clavija DIN 7 polos	Textos en Holandés	General	17-jun-08	17-jun-08	73300A
73300G7	Vigilante acústico con clavija DIN 7 polos	Textos en Francés	General	17-jun-08	17-jun-08	73300A
73300K7	Vigilante acústico con clavija DIN 7 polos	Textos en Español	General	17-jun-08	17-jun-08	73300A

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
73310A1	Dispositivo llamada inalámbrico 433MHz	Conjunto Receptor + Transmisor colgante	General	31-ago-11	17-mar-11	73310F2
73310B1	Dispositivo llamada inalámbrico 433MHz	Conjunto Receptor + Transmisor pulsera	General	31-ago-11	17-mar-11	73310F2
73310C1	Transmisor colgante 433MHz para llamada inalámbrica	Accesorio para 73310A1/B1	General	31-ago-11	17-mar-11	73310F2
73310D1	Transmisor pulsera 433MHz para llamada inalámbrica	Accesorio para 73310A1/B1	General	31-ago-11	17-mar-11	73310F2
73310E1	Receptor para transmisores llamada inalámbrica 433MHz	Accesorio para 73310A1/B1	General	31-ago-11	17-mar-11	73310F2
73310F1	Conjunto de llamada inalámbrico con transmisor IP65, 868MHz		General	30-sep-14	30-sep-14	73310F2
73310G1	Transmisor de llamada inalámbrico con brazalete y cordón IP65,		General	30-sep-14	30-sep-14	73310G2
73310H1	Transmisor pulsera IP65 868MHz para llamada inalámbrica	Formato reloj	General	30-sep-11	31-ago-11	N.A.
73310J1	Receptor de llamada inalámbrico, 868MHz		General	30-sep-14	30-sep-14	73310J2
73312A1	Sensor de cama CL para prevención de caídas y ausencias		General	30-sep-14	30-sep-14	N.A.
73312B1	Cable NA para sensor de cama CL (accesorio)		General	30-sep-14	30-sep-14	N.A.
73320A1	Unidad comunicación AP1337 con transmisor pulsera S37		Clino Life Care	07-ago-09	07-ago-09	
73321A1	Controlador unidad comunicación sin transmisor de pulsera		Clino Life Care	20-ago-09	20-ago-09	
73323A1	Controlador unidad comunicación CAVEO con transm. Puls.		Clino Life Care	07-ago-09	07-ago-09	
73324C1	Controlador para configuración central emergencias		Clino Life Care	01-ago-09	01-ago-09	
73640B	Mecanismo de llamada y cancelación (NA) - Opt 90	Puls. Rojo y Puls. Verde	General	18-oct-04	18-oct-04	73642B3 + 88882A3 + 88914A3
73640B2	Mecanismo de llamada y cancelación (NC) - Opt 90	Puls. Rojo y Puls. Verde	General	31-dic-10	30-jun-08	73642B3 + 88882A3 + 88914A3
73640C	Pulsador de cancelación - Opt 90	Puls. Verde y zumbador	General	30-jun-08	30-jun-06	73642C + 88881H3 + 88914A3
73640E	Pulsador doble de cancelación - Opt 90	Puls. Verde, Puls. Amarillo y zumbador	General	30-jun-08	30-jun-06	73642E + 88882B3 + 88914A3
73640F	Mecanismo de llamada y cancelación	Puls. Rojo y Puls. Verde	General	01-oct-08	30-jun-08	
73640G	Pulsador de cancelación		General	01-oct-08	30-jun-08	
73640H	Bloque de llamada WC para disminuidos		General	31-dic-08	30-jun-08	
73641A	Mecanismo para conmutación de grupos		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
73641C	Mecanismo para concentración de grupos		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
73642B	Mecanismo de llamada y cancelación (rojo y verde)	Con placa frontal 88882A3	General	28-feb-05	28-feb-05	73642B3
73642B2	Mecanismo de llamada y cancelación (rojo y verde)	Para circuito NA/NC	General	31-dic-10	20-jul-10	73642B3
74002D2	Terminal de paciente sin función de teléfono	Sin control TV	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-07	
74002F3	Terminal de paciente con función de teléfono	Con control TV por IR	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-07	
74002F4	Terminal de paciente con función de teléfono	Con control TV por módulo control TV	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-07	
74002F5	Terminal de paciente con función de teléfono		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-07	
74002FA	Terminal de paciente con función de teléfono y TV	Con 74092C7	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-07	
74002G3	Terminal de paciente sin función de teléfono	Con control TV por IR	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-07	
74002G4	Terminal de paciente sin función de teléfono	Con control TV por módulo control TV	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-07	
74002H1	Terminal de paciente con función de teléfono	Sin control TV	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-oct-08	
74007A1	Terminal de paciente	Control Telef. y TV con 74092FA	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
74007B1	Terminal de paciente		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	01-ene-08	
74009A3	Terminal de paciente Tax-C		Clino Phon 95 ⁽²⁾	02-sep-09	02-sep-09	
7402201	Mando de mano múltiple		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-04	
74022D6	Mando de mano múltiple con clavija autodesc. (NA)		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-04	
74022D7	Mando de mano múltiple con clavija 24 polos (NA)		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-04	
74023D6	Mando de mano múltiple con clavija autodesc. (NC)		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-04	
74023D7	Mando de mano múltiple con clavija 24 polos (NC)		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-04	
74040B1	Brazo articulado	Para 74002xx	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-05	
74092A6	Terminal de paciente con clavija autodesc.	Sin control TV	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74092A6E	Carcasa para terminal de paciente 74092A6	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-09	
74092A7	Terminal de paciente con clavija autodesc.	Con control TV por IR	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74092A8	Terminal de paciente con clavija autodesc.	Con control TV por módulo control TV	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
74092FA	Terminal de paciente (control TV)	Unidad de control por infrarojos	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	31-dic-08	
74092H4	Terminal de paciente con clavija autodesc.	Con control TV	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74092H4E	Carcasa para terminal de paciente 74092A7, 74092H4	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-09	
74093A1	Microteléfono para KSA (RAL9016)	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-sep-10	23-abr-09	
74096C	Soporte de pared para mando 74092xx		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-10	23-abr-09	
74102F1	Cable para mando 74092x con clavija auto-desconexión (2,5m)	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	18-ene-10	18-ene-10	74102F1V (pack 5 Uds.)
74102F1V	Cable para mando 74092x con clavija auto-desconexión (2,5m)	Recambio (pack 5 Uds.)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	30-jun-11	
74102G1	Cable para mando 74130x con clavija auto-desconexión (2,5m)	Recambio	Clino Opt 99 ⁽³⁾	18-ene-10	18-ene-10	74102G1V (pack 5 Uds.)
74102K1	Cable para mando con clavija auto-desconexión	5m para Unidad Electrónica de pared opt99	Clino Opt 99 ⁽³⁾	28-may-08	28-may-08	
74130A1	Mando de paciente clino opt 99 (Radio/TV)		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
74130B1	Mando de paciente clino opt 99 (Radio/Funciones Externas)		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
74131A1	Soporte para mando de paciente clino opt 99		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14		N.A.
74135A1	Mando de paciente PHG21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		74153B7
74136A1	Terminal de paciente PT21 con display táctil (IP67)	Con lector tarjetas	Sistema 21 ⁽⁴⁾	25-nov-13		74153B7
74136A2	Terminal de paciente PT21 con display táctil (IP54)	Con lector tarjetas	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		74153B7
74140A1	Pulsador de pera 2m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	30-jun-06	30-jun-06	74140B1
74140A3	Pulsador de pera 2m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	30-jun-06	30-jun-06	74140B3
74140C3	Pulsador de pera 5m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	30-jun-06	30-jun-06	74152C3
74140D3	Pulsador de pera 7m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	30-jun-06	30-jun-06	74152D3
74140E1	Pulsador de pera 10m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74140D1
74140E3	Pulsador de pera 10m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74140D3
74141A1	Pulsador de pera 2m (NC)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74141B1
74141A3	Pulsador de pera 2m (NC)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74141B3
74141A4	Pulsador de pera 2m (NC)	Clavija auto-desconexión -A-	General	31-dic-06	31-dic-06	74141B4
74141A7	Pulsador de pera 2m (NC)	Clavija auto-desconexión -L-	General	31-dic-06	31-dic-06	74141B7
74141B3	Pulsador de pera 3m (NC)	Clavija de auto-desconexión	General	31-dic-14	31-dic-14	74141C3
74141C7	Pulsador de pera 5m (NC)	Clavija auto-desconexión -L-	General	31-dic-08	31-dic-08	74153C7
74141E1	Pulsador de pera 10m (NC)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74141D1
74150A1	Mando de mano 2 puls. 2m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	30-jun-06	30-jun-06	74152B1
74150A3	Mando de mano 2 puls. 2m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	30-jun-06	30-jun-06	74152B3
74150B1	Mando de mano 2 puls. 3m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	30-jun-06	30-jun-06	74152B1
74150B3	Mando de mano 2 puls. 3m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	30-jun-06	30-jun-06	74152B3
74150C1	Mando de mano 2 puls. 5m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74152C1
74150C3	Mando de mano 2 puls. 5m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74152C3
74150D1	Mando de mano 2 puls. 7m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74152D1
74150D3	Mando de mano 2 puls. 7m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74152D3
74150E1	Mando de mano 2 puls. 10m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74152D1
74150E3	Mando de mano 2 puls. 10m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74152D3
74151A1	Mando de mano 2 puls. 2m (NC)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74151B1
74151A3	Mando de mano 2 puls. 2m (NC)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B3
74151A4	Mando de mano 2 puls. 2m (NC)	Clavija auto-desconexión -A-	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B4
74151A7	Mando de mano 2 puls. 2m (NC)	Clavija auto-desconexión -L-	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B7
74151B3	Mando de mano 2 puls. 3m (NC)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B3
74151B4	Mando de mano 2 puls. 3m (NC) Opt99	Clavija auto-desconexión -A-	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B4
74151C1	Mando de mano 2 puls. 5m (NC)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74153C1
74151C3	Mando de mano 2 puls. 5m (NC)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74153C3
74151C4	Mando de mano 2 puls. 5m (NC) Opt 99	Clavija auto-desconexión -A-	General	31-dic-06	31-dic-06	74153C4

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
74151C7	Mando de mano 2 puls. 5m (NC)	Clavija auto-desconexión -L-	General	31-dic-06	31-dic-06	74153C7
74151D1	Mando de mano 2 puls. 7m (NC)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	23-oct-06	74153D1
74151D3	Mando de mano 2 puls. 7m (NC)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74153D3
74151E1	Mando de mano 2 puls. 7m (NC)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74153D1
74152A1	Mando de mano 3 puls. 2m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	30-jun-06	30-jun-06	74152B1
74152A3	Mando de mano 3 puls. 2m (NA)	Clavija auto-desconexión	General	30-jun-06	30-jun-06	74152B3
74152E1	Mando de mano 3 puls. 10m (NA)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74152D1
74153A1	Mando de mano 3 puls. 2m (NC)	Clavija DIN 7 polos	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B1
74153A3	Mando de mano 3 puls. 2m (NC)	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B3
74153A4	Mando de mano 3 puls. 2m (NC)	Clavija auto-desconexión -A-	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B4
74153A7	Mando de mano 3 puls. 2m (NC)	Clavija auto-desconexión -L-	General	31-dic-06	31-dic-06	74153B7
74153B3	Mando de mano 2 puls. 3m (NC)	Clavija de auto-desconexión	General	31-dic-14	31-dic-14	74153C3
74154A3	Pulsador de pera 2,5m (NC) IP67	Clavija de auto-desconexión	General	31-dic-12	31-dic-12	N.A.
74154B1	Mando de mano 3 puls. 2,5m (NC) IP67	Clavija DIN 7 polos	General	30-sep-09	30-sep-09	74154C1
74154B3	Mando de mano 3 puls. 2,5m (NC) IP67	Clavija auto-desconexión	General	31-mar-11	31-oct-10	N.A.
74154C3	Mando de mano 3 puls. 2,5m (NC) IP67	Clavija auto-desconexión	General	31-dic-12	31-dic-12	N.A.
74155A3	Mando de mano múltiple 6 puls. 2,5m (NC)	Clavija auto-desconexión	General	31-mar-11	30-sep-09	74155C3
74155AA	Mando de mano múltiple 2,5m (NC)		General	08-ago-09	08-ago-09	N.A.
74155B3	Mando de mano múltiple 6 puls. 2,5m (NC) IP67	Clavija auto-desconexión	General	18-dic-09	18-dic-09	74155C3
74175A1	Unidad de llamada cc21 (superficie, empotrado, tabique hueco)	Terminales con tornillo	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	74182B1
74175B1	Unidad de llamada cc21 (montaje en cabecero)	Cable plano	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	74183B1
74175C1	Unidad de llamada cc21 (montaje en canal de pared)	Terminales con tornillo	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	74183C1
74178A1	Distribuidor para luminaria hospitalaria (cable plano)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74179A1	Base soporte para montaje en superficie de BM21 y BE21 (borna)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74179B1	Base soporte para montaje empotrado de BM21 y BE21 (borna)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74179C1	Base soporte para tabique hueco de BM21 y BE21 (borna)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74179D4	Base soporte para luminaria hospitalaria de BM21 y BE21 (cable)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74179D5	Base soporte para luminaria hospitalaria de BM21 y BE21 (borna)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74179E4	Base soporte para el montaje en canal-80 de BM21 y BE21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74180B1	Módulo de cama BM21 con conector S0	Modelo estándar	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-dic-13	02-ene-13	74182B1
74181B1	Módulo de cama BM21 con conector S0	Montaje en cabecero médico, cable plano	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	74181B2
74181B2	Módulo de cama BM21 para luminaria hospitalaria		Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-12	02-ene-13	74183B1
74181C1	Módulo de cama BM21 con conector S0	Montaje en cabecero médico, term. tornillo	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	74180B1
74181C2	Módulo de cama BM21 con conector S0	Montaje en cabecero médico, term. tornillo	Sistema 21 ⁽⁴⁾	08-mar-06	08-mar-06	74180B1
74182B1	Unidad electrónica de cama BE21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74183B1	Unidad electrónica de cama BE21 para luminaria hospitalaria		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74183C1	Unidad de cama BE21	Montaje en cabecero médico, term. tornillo	Sistema 21 ⁽⁴⁾	02-ene-06	02-ene-06	74182B1
74187A1	Módulo de cama BM21 con S0 para HiMed	Montaje en cabecero médico, term. tornillo	Sistema 21 ⁽⁴⁾	02-nov-05	02-nov-05	74186A1
7419000	Unidad electrónica de pared		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	74190F5
74190F5	Unidad electrónica de pared (NA)	Montaje en superficie	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74190G1	Unidad electrónica de pared para Siemens MediSet	Montaje en superficie	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-nov-11	31-dic-10	
74190H	Unidad electrónica de pared VDE0834		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	74190H2
74190H1	Unidad electrónica de pared VDE0834		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	74190H2
74190H2	Unidad electrónica de pared VDE0834 (NC)	Montaje en superficie	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74190S	Unidad control TV por infrarojos		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-oct-06	31-dic-05	79813C1 + (89735S5 o 89735S6)
74190T	Unidad control TV por infrarojos		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-11	31-dic-07	79813C1 + (89735S5 o 89735S6)
74191F5	Unidad electrónica de pared (NA)	Montaje en cabecero	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
74191G1	Unidad electrónica de pared para Siemens MediSet	Montaje en cabecero	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-nov-11	31-dic-10	
74191H	Unidad electrónica de pared VDE0834	Sistema 95, montaje en canal de pared	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-04	31-dic-04	74191H2
74191H1	Unidad electrónica de pared VDE0834	Sistema 95, montaje en canal de pared	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	74191H2
74191H2	Unidad electrónica de pared VDE0834 (NC)	Montaje en cabecero	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74192A	Base para conexión telefónica TAE3		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-06	31-dic-06	
74193A	Base para conexión telefónica WE-8		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-06	31-dic-06	
74194A1	Unidad electrónica de pared para Siemens MediSet	Sistema 95, montaje en superficie	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-nov-11	20-ago-09	
74195A1	Unidad electrónica de pared para Siemens MediSet	Montaje en cabecero	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-nov-11	20-ago-09	
74415A	Estación de planta KSA95 sin teclado telefónico	Sin llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
74415B	Estación de planta KSA95 sin teclado telefónico	Con llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-10	31-dic-09	
74415S	Estación de planta KSA95 sin teclado telefónico	Con llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
74416A	Estación de planta KSA95 con teclado telefónico	Sin llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
74416B	Estación de planta KSA95 con teclado telefónico	Con llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-10	31-dic-09	
74416S	Estación de planta KSA95 con teclado telefónico		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
74420A1	Estación de planta KSA opt 99 sin comunicación (NA)	Sin llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	74421B2
74420A2	Estación de planta KSA opt 99 sin comunicación (NC)	Sin llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-ago-07	74421B2
74420B1	Estación de planta KSA opt 99 sin comunicación (NA)	Con llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-ago-07	74421B2
74420B2	Estación de planta KSA opt 99 sin comunicación (NA/NC)	Con llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	74421B2
74421A1	Estación de planta KSA opt 99 con comunicación (NA)	Sin llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	74421B2
74421A2	Estación de planta KSA opt 99 con comunicación (NC)	Sin llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-dic-07	30-ago-07	74421B2
74421B1	Estación de planta KSA opt 99 con comunicación (NA)	Con llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	20-ago-09	03-mar-09	74421B2
74421B2	Estación de planta KSA opt 99 con comunicación (NA/NC)	Con llamada a médico	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	Consultar
74422A1	Estación de planta KSA phon 99		Clino Phon 99	30-dic-08	30-jun-08	74422A1N
74430B1	Estación de planta KSA21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74610A	Procesador para gestión de datos (DMP) con controlador de		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74610B	Procesador para gestión de datos (DMP) con Interface PABX	QSIG – S2M	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74610C	Procesador para gestión de datos (DMP) con Interface PABX	QSIG – S0	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74610Y1	Soporte para montaje en superficie del DMP		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74610Y2	Soporte para montaje en rack de 19" del DMP		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74610Z2	Panel de distribución para DMP 74610A		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74610Z3	Panel de distribución para DMP 74610B/C		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74620A	Controlador de Bus de Zona (SBC)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74621A	Interface PABX – S2M		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74621B	Interface PABX – S0 (RDSI)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74622A	Interface de Audio (AI)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74650B	Display informativo 1 cara (NA) - Phon95	Montaje en superficie	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74651B	Display informativo 2 caras (NA) - Phon95	Montaje suspendido	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
74652A	Display informativo 1 cara (NA) - Opt99	Montaje en superficie	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-10	31-dic-09	74656A1 o 74656B1 o 74656C1
74652A2	Display informativo 1 cara (NC) - Opt99	Montaje en superficie	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-10	31-dic-09	74656A1 o 74656B1 o 74656C2
74653A	Display informativo 2 caras (NA) - Opt99	Montaje suspendido	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-oct-10	31-dic-09	74657A1 o 74657C1
74653A2	Display informativo 2 caras (NC) - Opt99	Montaje suspendido	Clino Opt 99 ⁽³⁾	08-mar-10	31-dic-09	74657A1 o 74657C1
74654A1	Display informativo (una cara) - CC21	Montaje en superficie	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74655A1	Display informativo (doble cara) -CC21	Montaje suspendido	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
74910B3	Módulo Display (NA)	Para Bus Cama	Clino Opt 99 ⁽³⁾	15-abr-07	31-dic-06	74910C5
74910C2	Módulo Display (NC)	Para Bus Cama	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-ene-08	30-ene-08	74910C5
74910C3	Módulo Display (NA/NC)	Para Bus Cama	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-ene-09	30-ene-09	74910C5
74910C4	Módulo Display (NA/NC)	Para Bus Cama / Bus Pasillo	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-ene-09	30-ene-09	74910C5

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
74911B2	Módulo de selección de concentraciones (NA)	Para Bus Cama	Clino Opt 99 ⁽³⁾	30-ene-08	30-ene-08	74911B5
74911B3	Módulo de selección de concentraciones (NA/NC)	Para Bus Cama	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-ene-09	30-ene-09	74911B5
74911B4	Módulo Display Universal (NA/NC)	Para Bus Cama / Bus Pasillo	Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	30-ene-09	30-ene-09	74911B5
74912A4	Módulo de audio para Bus cama clino opt 99		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	
74912Z1	Aro soporte para módulo de audio		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
74913A1	Módulo RFID con pulsadores de llamada y cancelación		Clino Phon 99	01-ene-16	01-ene-16	N.A.
74913A1N	Módulo RFID con pulsadores de llamada y cancelación	Superf. Antibacteriana	Clino Phon 99	01-ene-16	01-ene-16	N.A.
74913AA	Tarjeta RFID		Clino Phon 99	01-ene-16		N.A.
74913AB	Colgante RFID		Clino Phon 99	21-jun-13	24-jun-13	N.A.
74936A1	Interface RDSI-llamada luminosa		Clino Phon 95 ⁽²⁾	15-may-06	15-may-06	
74945B	Central procesadora Klein-Central		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-dic-04	31-dic-03	
74949A	Caja para PRZ		Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
74949A1	Conjunto tarjetas PRZ para 2 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
74949A2	Conjunto tarjetas PRZ para 4 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949A3	Conjunto tarjetas PRZ para 6 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949A4	Conjunto tarjetas PRZ para 8 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949A5	Conjunto tarjetas PRZ para 10 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949A6	Conjunto tarjetas PRZ para 12 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949A7	Conjunto tarjetas PRZ para 14 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949A8	Conjunto tarjetas PRZ para 16 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949B1	Conjunto tarjetas PRZ para 18 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
74949B2	Conjunto tarjetas PRZ para 20 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949B3	Conjunto tarjetas PRZ para 22 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949B4	Conjunto tarjetas PRZ para 24 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949B5	Conjunto tarjetas PRZ para 26 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949B6	Conjunto tarjetas PRZ para 28 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949B7	Conjunto tarjetas PRZ para 30 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949B8	Conjunto tarjetas PRZ para 32 zonas		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
74949DA	Conjunto de tarjetas PRZ para placa base		Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
74956I	Monitor VGA Color 19"		General	26-feb-09	26-feb-09	
74956K	Monitor CRT 17"		General	26-feb-09	26-feb-09	
74981C7	Base de datos SQL (licencia 1 usuario)		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-14	31-dic-14	N.A.
7600126	PC para registro y evaluación de llamadas Opt99		Clino Opt 99 ⁽³⁾	26-nov-08	26-nov-08	7600127
7600127	PC para registro y evaluación de llamadas Opt99		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-10	31-dic-10	Consultar
7608819	Kit para registro de llamadas clino opt 99 (HW/SW)	Hardware (interface PC+cable) + software	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	Consultar
7608900	Impresora LED para conexión al PC de servicio		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-abr-11	30-abr-11	
7608954	Unidad de programación para 79691F		Clino Vision	01-ago-09	01-ago-09	
7608985	Módulo scanner desorientados	Para sistema detección desorientados	General	31-dic-10	31-dic-11	N.A.
7608986	Unidad detección puertas (hasta 3 m)	Para sistema detección desorientados	General	31-dic-10	31-dic-11	N.A.
7608987	Unidad detección puertas (hasta 2 m)	Para sistema detección desorientados	General	31-dic-10	31-dic-11	N.A.
76089AH	Monitor TFT 17"		General	26-feb-09	26-feb-09	
765M101	Servidor de llamadas sistema 21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
765M1K0	Servidor de facturación Sistema 21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-08	31-dic-08	765M1K1
765M1K1	Servidor de facturación sistema clino com 21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
76920BJ	Terminal de habitación ZT99 Protect	Terminal antivandálico	Clino Protect	15-may-14	15-may-14	76920CJ
76919J1	Base de conexión para ZT99 Protect	Caja de conexión para empotrar	Clino Protect	15-may-14	15-may-14	76919J2
76931B	Terminal de habitación ZT95 sin display (RAL9016)	Sin Display, sin llamada médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-04	76934D

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
76931D	Terminal de habitación ZT95 sin display (RAL9016)	Sin Display, con llamada médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-04	76934D
76931H	Unidad central de comunicación 95 (RAL9016)	Sin display	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
76931L	Terminal ZE4/8 RAL9016	Sin Display, sin llamada médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
76931N	Terminal ZE4/8 RAL9016	Sin Display, con llamada médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
76934B	Terminal de habitación -ZT95- RAL9016	Sin Display, sin llamada médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	76934D
76934D	Terminal de habitación -ZT95- sin display (RAL9016)	Sin Display, con llamada médico, serig. Pictogramas	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
76934DE	Terminal de habitación -ZT95- sin display (RAL9016)	Serigrafía en italiano	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-oct-06	31-dic-05	76934D
76934L	Terminal ZE 4/8, sin display	Sin llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
76934N	Terminal ZE 4/8, sin display	Con llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
76941B	Terminal de habitación -ZT95I-	Con Display, sin llamada médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-05	31-dic-05	76941D
76941DE	Terminal de habitación -ZT95I- con display (RAL9016)	Serigrafía en italiano	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-oct-06	31-dic-05	76941D
76941D	Terminal de habitación -ZT95I- con display (RAL9016)	Con Display, con llamada médico, serig. Pictogramas	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
76941DK	Terminal de habitación -ZT95I- con display (RAL9016)	Serigrafía en español	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-oct-06	31-dic-05	76941D
76941H	Unidad central de comunicación 95I RAL9016	Con display	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
76941H2	Terminal Z/E 95I (color blanco, RAL 9016)	Con display y Llam. Médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
76941L	Terminal ZE4/8 (color blanco, RAL9016)	Con display	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
76941N	Terminal ZE 4/8, con display	Con llamada a médico	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
76959B1	Base de soporte y conexión para terminal habitación ZT21	Para montaje empotrado	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
76959C1	Base de conexión para terminal habitación ZT21	Para tabique hueco	Sistema 21 ⁽⁴⁾	08-ago-08	08-ago-08	76959D1
76959D1	Base de soporte y conexión para terminal habitación ZT21	Para tabique hueco	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
76960A1	Terminal de habitación -ZT21- sin Display	Sin Llam. Médico	Sistema 21 ⁽⁴⁾	08-ago-08	08-ago-08	76962B1
76960B1	Terminal de habitación -ZT21- sin display	Con Llam. Médico	Sistema 21 ⁽⁴⁾	09-may-06	09-may-06	76962B1
76961A1	Interface de audio ZT-AK	Para acoplamiento línea audio entre Ph99 y Ph95	Clino Phon 99/Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-13		N.A.
76962A1	Terminal de habitación -ZT21- con display	Sin Llam. Médico	Sistema 21 ⁽⁴⁾	27-jun-05	27-jun-05	76962B1
76962B	Terminal de habitación -ZT21- sin display	Con Llam. Médico	Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	76962B1
76962B1	Terminal de habitación con display ZT21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
76962C1	Terminal de habitación -ZT21- con display y radio		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jun-10	01-oct-08	N.A.
76W1K00	Servidor de llamadas Clino Phon 95		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-10	31-dic-10	765M300 + 74981C7 + 83W1K00 + 76089AD
76W2130	Ordenador de planta clino opt 99 PW		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
790A201	Batería 1V2.0AH95.AA 50,5x14,5	Recambio	Clino Call HL	07-abr-10	07-abr-10	
790A20E	Receptor buscapersonas VHF con display 40,670MHz		Clino Call HL	01-ago-09	01-ago-09	
790A500	Receptor de comunicación para demo		Clino Call HL	01-ago-09	01-ago-09	
790A901	Cargador para 5 buscapersonas con indicación de ausencia		Clino Call HL	01-ago-09	01-ago-09	
790D0A0	Cargador individual clino call DECT		Clino Call DECT	27-jun-02	27-jun-02	
790D100	Unidad central Clino Call DECT		Clino Call DECT	17-ago-11	23-abr-10	790D150 o 790D15B
790D10A	Tarjetas interface para unidad central		Clino Call DECT	17-ago-11	23-abr-10	790D155 o 790D156
790D110	Tarjeta interface PABX analógica (a/b)		Clino Call DECT	17-ago-11	23-abr-10	790D170 o 790D175
790D115	Tarjeta interface PABX RDSI (S2m)		Clino Call DECT	17-ago-11	01-ago-09	
790D120	Unidad de control para estaciones base		Clino Call DECT	17-ago-11	23-abr-10	790D160
790D141	Repetidor con antena externa		Clino Call DECT	31-dic-09	31-dic-09	
790D151	Unidad central clino call DECTplus Lite		Clino Call DECTplus	31-dic-14	31-dic-14	790D15B
790D20A	Unidad de programación para receptor 790D200		Clino Call DECT	31-dic-09	31-dic-09	
790D300	Terminal receptor clino call DECT "Alarm"		Clino Call DECT	02-sep-09	02-sep-09	790D400
790D301	Batería recambio para teléfono DECT 790D4xx		Clino Call DECTplus	31-dic-15		N.A.
790D310	Cargador individual clino call DECT		Clino Call DECT	05-feb-10	02-sep-09	790D410 (sólo con 790D400)

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
790D400	Teléfono DECT "Office"		Clino Call DECTplus	31-dic-15	31-dic-15	790D500
790D403	Funda de piel para teléfono DECT 790D4xx		Clino Call DECTplus	31-dic-15		N.A.
790D410	Cargador individual para teléfono DECT 790D4xx		Clino Call DECTplus	31-dic-15		N.A.
790P001	Unidad de emisión/recepción "Long Distance" 7m		Clino Guard	06-abr-10	06-abr-10	790P000 + 790P031
790P004	Unidad de emisión/recepción "Long Distance" 7m exteriores		Clino Guard	06-abr-10	06-abr-10	790P003 + 790P031
790P032	Tarjeta de relés (hasta 5 grupos)		Clino Guard	31-dic-08	31-dic-08	790P037
79691KA	Cable antena 75 Ohm, longitud 1,5m	Conector Coaxial	Clino Vision	31-dic-09	31-dic-09	
79691KB	Cable vídeo Scart-Euroconector (Conect. 6 y 21 polos)	Longitud 1 m	Clino Vision	31-dic-09	31-dic-09	
79691L1	TV LCD Xelos A20H pantalla 51cm		Clino Vision	23-sep-09	23-sep-09	79691L2
79691M1	Terminal clino Media 15" incluido microteléfono y alimentador		Clino Media	01-ago-09	01-ago-09	
79691MA	Soporte de montaje en pared ONDAL para clino media 15"		Clino Media	01-ago-09	01-ago-09	
79691MB	Soporte de montaje en pared COMRAC para clino media 15"		Clino Media	01-ago-09	01-ago-09	
79691MC	Soporte de montaje en mesilla para clino media 15"		Clino Media	01-ago-09	01-ago-09	
79691MF	Software de administración máx. 10 usuarios p/clino media 15"		Clino Media	01-ago-09	01-ago-09	
79691N3	TV LCD 26HFL3350D/10 pantalla 66cm		Clino Vision	25-jun-10	25-jun-10	
79691V1	TV-LCD 8" clino Vision incl. Terminal usuario y altavoces		Clino Vision	01-ago-09	01-ago-09	
79691VA	Control remoto para terminal clino Vision 8"		Clino Vision	01-ago-09	01-ago-09	
79691VB	Unidad de servicio para programación terminal clino Vision 8"		Clino Vision	01-ago-09	01-ago-09	
79691VC	Soporte de montaje en mesilla para clino Vision 8"		Clino Vision	01-ago-09	01-ago-09	
79691VD	Alimentador 15V/1A para terminal clino Vision 8"		Clino Vision	01-ago-09	01-ago-09	
79691VE	Toma de conexión en pared para terminal clino Vision 8"		Clino Vision	01-ago-09	01-ago-09	
79810C	Cajero automático cc21 (RAL9016)		Sistema 21 ⁽⁴⁾	31-dic-05	31-dic-05	79810D
79810D	Cajero automático clino com 21		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
79813A	Unidad de control TV por cable		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-05	79813C1
79813B1	Unidad de control TV por infra-rojos	para LOEWE (sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	30-sep-08	79813C1
79821A	Tarjeta de paciente		Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
83002H3	Zumbador para indicación de llamadas 24V 35mA 88-92dB	Accesorio zumbador externo para kit WC	Kit WC	19-may-10	19-may-10	766226
8301503	Módulo intercomunicación de puerta	Serie Vario new	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
83015DA	Altavoz 15R 1W diam. 77 para unidad comunicación puerta	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
8379915	Software para registro de llamadas clino opt 99		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
83W1A00	Software sistema clino phon 95 WL	Versión Inglés	Clino Phon 95 ⁽²⁾	29-may-09	29-may-09	N.A.
83W2130	Paquete de software clino opt 99 PW		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
83WE180	RFID Card Manager Basic con lector para PC		Clino Phon 99	01-ene-16		N.A.
88171A1	Cable parcheo POF	Para enlace de elementos SBUS sobre POF	Sistema 21 ⁽⁴⁾ /Phon99	30-jun-08	30-mar-08	72661C
88370DV	Placa base PRZ	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
88371CV	Placa de PRZ (sólo placa del procesador central)	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
88372CV	Tarjeta de ampliación 2 grupos	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
88373CV	Circuitería PRZ Interface Audio	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
88375CV	Circuitería PRZ Placa Madre	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
88378CV	Módulo optoacoplador RS422	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
88392C	Placa acoplamiento audio AKK	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	20-ago-09	20-ago-09	
88392CV	Placa acoplamiento audio AKK	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
88395CV	Placa con Flash EEPROM	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
88860BV	Conjunto de teclas ciegas	Para reemplazar la tecla de llamada a médico	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-jul-14		N.A.
88880F3	Placa frontal con micrófono CP95		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
88882C3	Placa frontal para unidad detención acústica	Con texto "Su-Aus/Warten"	Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-05	31-dic-05	88882P3
88893A	Tapa ciega módulo electrónico Opt99	RAL9016	Clino Opt 99 ⁽³⁾	01-ago-09	01-ago-09	88893AV (pack 5 uds.)

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
88894A	Lámpara para Indicadores y Mód.Electrónicos (Transparente)	Recambio	General	20-ene-11	20-may-09	88894AL (pack 5 uds.)
88894B	Lámpara para Indicadores y Mód.Electrónicos (Roja)	Recambio	General	20-ene-11	20-may-09	88894BL (pack 5 uds.)
88894C	Lámpara para Indicadores y Mód.Electrónicos (Verde)	Recambio	General	20-ene-11	20-may-09	88894CL (pack 5 uds.)
88894D	Lámpara para Indicadores y Mód.Electrónicos (Amarilla)	Recambio	General	20-ene-11	20-may-09	88894DL (pack 5 uds.)
88897A	Memoria EPROM para módulo electrónico Opt99		Clino Opt 99 ⁽³⁾ /Phon99	31-dic-09	31-dic-09	88897AV (pack 10 uds.)
88899A	Soporte para montaje en carril DIN		Clino Opt 99 ⁽³⁾	31-dic-14	31-dic-16	N.A.
88911B3	Placa frontal para 73020C		General	03-dic-08	03-jun-08	
88911C3	Placa frontal para 73020D/73021D		General	03-dic-08	03-jun-08	
88911L3	Placa frontal para 71188B		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-ene-08	31-dic-05	
88912A3	Placa frontal para 73020F		General	03-dic-08	03-jun-08	
88912H3	Placa frontal para mecanismo con selector de canales		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-12	31-dic-12	N.A.
88912K3	Placa frontal para mecanismo con potenciómetro y toma para auriculares		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-12	31-dic-12	N.A.
88930C1	Cinta de cable alimentación-4-hilos AWG28	Recambio. Con clavija 7 polos	General	13-sep-05	13-sep-05	
88931A1	Cable plano 8 líneas AWG28 p/ peras y mandos de mano 2m	Recambio. Con clavija DIN 7 polos	General	02-sep-09	02-sep-09	88931B1V (pack 10 uds.)
88931A3	Cable plano alimentación.8 líneas.2xWE8	Recambio	General	08-jul-08	08-jul-08	
88931B1	Cable plano 8 líneas AWG28 p/ peras y mandos de mano 3m	Recambio. Con clavija DIN 7 polos	General	18-ene-10	18-ene-10	88931B1V (pack 10 uds.)
88931H1	Cable plano 8 líneas AWG28 2,5m	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	20-oct-09	20-oct-09	74102H1V (pack 5 uds.)
88950A	Base conexión para 74190xx	Montaje superficie	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	N.A.
88950B	Base conexión para 74190xx	Montaje tabique hueco	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	N.A.
88956B	Marco embellecedor para 88950x		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	N.A.
88963A1	Placa frontal para 74199A RAL1013		General	31-dic-08	31-jul-08	
88963A3	Placa frontal para 74199A RAL9016		General	31-dic-08	31-jul-08	
88988DA	Elemento de fijación para brazo articulado 74040B1		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-05	
89009A	Pantalla táctil LCD-STN KSA99 / KSA95	Recambio. Matriz de puntos 320X240	Clino Phon 95 ⁽²⁾	20-may-09	20-may-09	
89011B	Folio adhesivo para terminal ZT95 (con símbolos)	Para terminales ZT95 sin display	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-07	01-ago-07	
89011D	Folio adhesivo para terminal ZT95 (con símbolos)	Para terminales ZT95 sin display	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-07	01-ago-07	8903008
89021B	Folio adhesivo para terminal ZT95I (con símbolos)	Para terminales ZT95I con display	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-07	01-ago-07	
89021D	Folio adhesivo para terminal ZT95I (con símbolos)	Para terminales ZT95I con display	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-07	01-ago-07	8903005
89030B	Carcasa superior terminal de habitación ZT95 (RAL 9016)		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ene-07	01-ene-07	8903008 o 8903005
89031B	Carcasa inferior terminal de habitación ZT95 (RAL 9016)		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ene-07	01-ene-07	89150xx
89043D	Pulsador completo Amarillo (RAL 1021) Phon95		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89043G	Pulsador completo Azul (RAL 5015) Phon95		Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89050B1	Carcasa superior mando de cama 74022xx	Con lente (RAL 1013)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-07	
89070A	Carcasa superior mando de paciente 74092xx (RAL 9016)	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	05-mar-10	05-mar-09	74092A6E
89071A	Carcasa superior mando de paciente 74092xx (RAL 9016)	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	05-mar-10	05-mar-09	74092A6E
89123A	Placa frontal RAL9016	Para canal 110mm	General	13-mar-08	13-mar-08	
89149A	Recambio teclado Mando Paciente 74092B1		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-04	31-dic-04	
89150E2	Base conexión superficie term. ZT95		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
89150F2	Base conexión empotrada term. ZT95		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
89150G2	Base conexión tabique hueco term. ZT95		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
89150EB	Base conexión superficie term. ZE4/8		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
89150FB	Base conexión empotrada term. ZE4/8		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
89150GB	Base conexión tabique hueco term. ZE4/8		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
89151D2	Base conexión empotrada term.ZT95 Siemens	Con marco 89029B1/RAL9016	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-09	31-dic-08	
89151E2	Base conexión tabique hueco term.ZT95 Siemens	RAL9016	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-09	31-dic-08	
89151F2	Base conexión superficie term.ZT95 Siemens	RAL9016	Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-09	31-dic-08	

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
89153B	Soporte sobremesa para ZT95,ZE4/8 con base		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-08	31-dic-08	
89381A3	Zócalo RAL 9016		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-ene-09	30-jun-07	
89382D3	Zócalo RAL 9016		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-ene-09	30-jun-07	
89385E2	Recambio Botón rojo		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-05	
89389A	Base para módulo electrónico (negra)		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89404A	Recambio lámpara incandescencia 28V 40mA T1		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	11-jul-08	11-jul-08	
89431D	Base conexión módulo electrónico Opt90		Clino Opt 90 ⁽¹⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89440A7	Manual de usuario Extracción de Listados Opt99	Idioma Inglés	Clino Opt 99 ⁽³⁾	15-ene-09	15-ene-09	
89440B1	Manual de usuario sistema 21	Idioma Inglés	Sistema 21 ⁽⁴⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89440C8	Menús de servicio CP99	Idioma Inglés	Clino Phon 99	01-ago-09	01-ago-09	
89441AB	Manual de instalación clino opt99 (Alemán)		Clino Opt 99 ⁽³⁾	27-jun-05	27-jun-05	
89603B1	Conjunto para montaje suspendido (300 mm)	Para Display informativo	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
89603B2	Conjunto para montaje suspendido (600 mm)	Para Display informativo	Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
89732EA	Cable plano 16 líneas AWG8 2 m	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89734J1	Cable de sistema para bus actuadores CC21 - Rollo 100m	1 x POF	Sistema 21 ⁽⁴⁾	18-ago-14	18-ago-14	89734J2
89734L1	Cable de sistema para bus camas CC21 - Rollo 100m	1 x POF + 2 x Cu (0,5mm2)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	15-may-14	15-may-14	89734J2
89734L2	Cable de sistema para bus camas CC21 - Bobina 400m	1 x POF + 2 x Cu (0,5mm2)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	15-may-14	15-may-14	89734J2
89734R1	Cable de sistema para bus de zona SBUS - Rollo 100m	2 x POF + 2 x Cu (2,5mm2)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	15-may-14	15-may-14	89734R3
89734R2	Cable de sistema para bus de zona SBUS - Bobina 400m	2 x POF + 2 x Cu (2,5mm2)	Sistema 21 ⁽⁴⁾	15-may-14	15-may-14	89734R4
89735L7	Cable para conexión PC - PRZ		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-08	30-jun-08	73089AD
89735S2	Cable de control para TV con Euroconector (Scart) - 1 m		Sistema Phon 99	31-dic-10	31-dic-12	89735S5
89735S4	Cable de control para TV con Euroconector (Scart) - 2 m		Sistema Phon 99	31-dic-10	31-dic-12	89735S6
89737H2	Cable para conexión placas PRZ	Para PRZ (Sistema 95)	Clino Phon 95 ⁽²⁾	03-ene-11	03-ene-11	
89760B	Auriculares para mando de paciente o selector canales		Clino Phon 95 ⁽²⁾	30-jun-12	31-dic-10	
89761B	Soporte de pared para mando 74022x		Clino Phon 95 ⁽²⁾	31-dic-07	31-dic-04	
89849F1	Marco 1 elemento (RAL1013)	Diseño sistema 90	General	30-jun-08	30-jun-08	
89849F3	Marco 1 elemento (RAL 9016)	Diseño sistema 90	General	30-jun-08	27-jun-08	
89850A1	Placa frontal ciega (RAL 1013)	Para unidad vacía 71197A	General	30-jun-08	31-jul-08	88910A3 + 88914A3
89850A3	Placa frontal ciega (RAL 9016)	Para unidad vacía 71197A	General	30-jun-08	31-jul-08	88910A3 + 88914A3
89850K1	Placa frontal intermedia (RAL 1013)	Para mecanismos con placa central DIN49075	General	30-jun-08	27-jun-07	
89850K3	Placa frontal intermedia (RAL 9016)	Para mecanismos con placa central DIN49075	General	30-jun-08	27-jun-07	
89852A1	Placa frontal p/ mec. Llamada 1 toma (RAL 1013)	Para mecanismo 73020C	General	30-jun-08	30-jun-08	88911B3 + 88914A3
89852A3	Placa frontal p/ mec. Llamada 1 toma (RAL 9016)	Para mecanismo 73020C	General	14-jul-08	30-jun-08	88911B3 + 88914A3
89852C1	Placa frontal p/ mec. Llam. c/ puls. o Pres. (RAL 1013)	Para mecanismos 73020A / 73640C	General	30-ago-08	30-ago-08	88881G3 / 88881H3 + 88914A3
89852C3	Placa frontal p/ mec. Llam. c/ puls. o Pres. (RAL 9016)	Para mecanismos 73020A / 73640C	General	30-jun-08	30-jun-08	88881G3 / 88881H3 + 88914A3
89852D1	Placa frontal p/ mec. Llam.Toma+puls. (RAL 1013)	Para mecanismo 73020B	General	14-jul-08	30-jun-08	88881A3 + 88914A3
89852D3	Placa frontal p/ mec. Llam.Toma+puls. (RAL 9016)	Para mecanismo 73020B	General	30-jun-08	30-jun-08	88881A3 + 88914A3
89852F1	Placa frontal p/ mec. Anul Pres1+Llam. o 2 Pres. (RAL 1013)	Para mecanismos 73640B / 73640E	General	30-jun-08	30-jun-08	88882A3 / 88882B3 + 88914A3
89852F3	Placa frontal p/ mec. Anul Pres1+Llam. o 2 Pres. (RAL 9016)	Para mecanismos 73640B / 73640E	General	30-jun-08	30-jun-08	88882A3 / 88882B3 + 88914A3
89852H1	Placa frontal p/ mec. Llamada 2 tomas (RAL 1013)	Para mecanismo 73020D	General	30-jun-08	30-jun-08	
89852H3	Placa frontal p/ mec. Llamada 2 tomas (RAL 9016)	Para mecanismo 73020D	General	30-jun-08	30-jun-08	
89852L1	Placa frontal p/ mec. Llamada WC (RAL 1013)	Para mecanismo 70046Ax	General	30-jun-08	30-jun-08	88880A3 + 88914A3
89852L3	Placa frontal p/ mec. Llamada WC (RAL 9016)	Para mecanismo 70046Ax	General	30-jun-08	30-jun-08	88880A3 + 88914A3
89852P1	Placa frontal p/ mec. Neumático WC (RAL 1013)	Para mecanismo 70006A	General	30-jun-08	30-jun-08	88880C3 + 88914A3
89852P3	Placa frontal p/ mec. Neumático WC (RAL 9016)	Para mecanismo 70006A	General	30-jun-08	30-jun-08	88880C3 + 88914A3
89853A1	Placa frontal p/ mec. Selector canales (RAL 1013)	Para mecanismo 73120A	General	30-jun-08	30-jun-08	88912H3 + 88914A3
89853A3	Placa frontal p/ mec. Selector canales (RAL 9016)	Para mecanismo 73120A	General	30-jun-08	30-jun-08	88912H3 + 88914A3

Relación productos descatalogados Ackermann clino

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
89853D1	Placa frontal		General	30-jun-08	30-jun-08	
89853F3	Placa frontal		General	30-jun-08	30-jun-08	
89853K1	Placa frontal p/ mec. Concentr.Grupos (RAL 1013)	Para mecanismo 73641C	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	30-jun-08	30-jun-08	
89853K3	Placa frontal p/ mec. Concentr.Grupos	Para mecanismo 73641C	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	30-jun-08	30-jun-08	
89853L1	Placa frontal p/ mec. Diagn.Toma 6p (RAL 1013)	Para mecanismo 73020F	General	30-jun-08	30-jun-08	88912A3 + 88914A3
89853L3	Placa frontal p/ mec. Diagn.Toma 6p (RAL 9016)	Para mecanismo 73020F	General	30-jun-08	30-jun-08	88912A3 + 88914A3
89853Q1	Placa frontal p/ mec. 2 tomas 6p (RAL 1013)	Para mecanismo 73020G	General	30-jun-08	30-jun-08	88912D3 + 88914A3
89853Q3	Placa frontal p/ mec. 2 tomas 6p (RAL 9016)	Para mecanismo 73020G	General	30-jun-08	30-jun-08	88912D3 + 88914A3
89853T1	Placa frontal p/mec. Tomas 7 + 6p (RAL 1013)	Para mecanismo 73020E	General	30-jun-08	30-jun-08	88912E3 + 88914A3
89853T3	Placa frontal p/mec. Tomas 7 + 6p (RAL 9016)	Para mecanismo 73020E	General	30-jun-08	30-jun-08	88912E3 + 88914A3
89853W1	Placa frontal p/ mec. Llamada Médico (RAL 1013)	Para mecanismo 73020K	General	30-jun-08	30-jun-08	88881D3 + 88914A3
89853W3	Placa frontal p/ mec. Llamada Médico (RAL 9016)	Para mecanismo 73020K	General	30-jun-08	30-jun-08	88881D3 + 88914A3
89870E1	Cubierta de protección para módulos e indicadores	Para 72515x, 72569x, 7257xx, 72583x	General	31-dic-10	31-dic-09	
89931E1	Lámpara 24V 35mA para 83001A	Recambio	Clino Phon 95 ⁽²⁾	27-jun-05	27-jun-05	
89931F	Lámpara BI-PIN, BASE RM 2,54, 28V/24mA/0,5MSCP	Recambio. Para terminal ZT95	Clino Phon 95 ⁽²⁾	27-jun-05	27-jun-05	
89939A	Lámpara soffito 24V / 5W - Transparente	Recambio indicadores y módulos trapezoidales	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
89939B	Lámpara soffito 24V / 5W - Roja	Recambio indicadores y módulos trapezoidales	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
89939B2	Lámpara soffito 24V / 3W - Roja	Rec.indicadores y módulos trapezoidales (especial)	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
89939C	Lámpara soffito 24V / 5W - Verde	Recambio indicadores y módulos trapezoidales	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
89939D	Lámpara soffito 24V / 5W - Amarilla	Recambio indicadores y módulos trapezoidales	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-02	31-dic-01	
89954C5	Módulo SAI conforme a DIN19240 24V	230Vac +/- 10% - 50Hz	General	07-oct-05	07-oct-05	89954C6
89954L3	Fuente alimentación trifásica 20A		General	25-jun-08	25-jun-08	89954R3
89954LB	Soporte de montaje en pared NSZ W10 para F.Aliment.		General	01-ago-09	01-ago-09	
89954M2	Fuente alimentación monofásica 24Vdc 10A		General	31-dic-00	31-dic-00	89954R2
89954M3	Fuente alimentación monofásica 24Vdc 20A		General	31-dic-00	31-dic-00	89954R3
89957E	Transformador monofásico conforme a DIN VDE 0551	230Vac / 24Vdc - 100VA	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89957F	Transformador monofásico conforme a DIN VDE 0551	230Vac / 24Vdc - 160VA	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	01-ago-09	01-ago-09	
89957G	Transformador monofásico conforme a DIN VDE 0551	230Vac / 24Vdc - 250VA	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-05	31-dic-05	
89957H	Transformador monofásico conforme a DIN VDE 0551	230Vac / 24Vdc - 400VA	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-05	31-dic-05	
89957I	Transformador monofásico conforme a DIN VDE 0551	230Vac / 24Vdc - 630VA	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-05	31-dic-05	
89957J	Transformador monofásico conforme a DIN VDE 0551	230Vac / 24Vdc - 1000VA	Clino Opt 90 ⁽¹⁾	31-dic-05	31-dic-05	
GS716TE	Switch sistema GS716T Layer2, 16-Port		Clino Systemevo	31-oct-13	31-oct-13	GS724TEU-400E
GS724TE	Switch sistema GS724T Layer2, 24-Port		Clino systevo	01-jul-14	01-jul-14	GS724TEU-400E

(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
------	---------------	---------------	---------	-------------------------------	------------------	-------------

(1) **Sistema Clino Opt 90: Descatalogado en 1996**

Barcelona, 29 de Mayo de 1998

Asunto: SISTEMA CLINO OPT 90 DESCATALOGADO

Muy Sres. nuestros,

Debemos informarles que el sistema Clino Opt 90, con presencia en el mercado desde 1980, está oficialmente descatalogado desde mediados del pasado año 1996, momento que coincide con el primer año de presencia en el mercado del sistema Clino Opt 99, diseñado como la evolución tecnológica del modelo anterior.

Esta situación de obsolescencia afecta principalmente los elementos activos del sistema Clino Opt 90 (aquellos que contienen electrónica), como los módulos electrónicos de habitación, ya que, por la evolución tecnológica y las diversas filosofías de funcionamiento de los distintos sistemas para adaptarse a los requerimientos de las normativas vigentes, no disponen de sustituto directo.

Por el contrario, los elementos pasivos (sin electrónica), como los mecanismos de llamada y anulación de las habitaciones, disponen de una correspondencia directa con los modelos actuales, siendo los materiales vigentes totalmente compatibles a nivel de conexionado y funcionamiento, y apreciándose el cambio tan sólo en su aspecto externo.

Ackermann ofrece garantía de repuestos durante el tiempo que marca la legislación después de que un producto haya sido descatalogado, lo que implica que este servicio estará disponible, al menos, hasta finales de 2001 y mientras siga existiendo disponibilidad de piezas y componentes.

No obstante, y aunque hasta el momento haya sido posible conseguir recambios de este tipo, estos se solicitan a nuestra casa matriz sólo bajo pedido, con lo que sería interesante, para prevenir posibles problemas de suministro posteriores, hacer acopio de los mismos, para cubrir las necesidades que Uds. puedan llegar a tener durante el tiempo que pretendan mantener el sistema, o bien ir sustituyendo de forma gradual, el sistema que Uds. tienen instalado por alguno de los que Ackermann dispone actualmente en el mercado, teniendo en cuenta que muchos de los elementos que componen el sistema actual podrían ser aprovechados dada la compatibilidad entre los diversos modelos de Ackermann.

No duden en contactar con nuestro departamento comercial para cualquier duda o consulta.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para hacerles llegar un cordial saludo.

(1), (2), (3), ...: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
------	---------------	---------------	---------	-------------------------------	------------------	-------------

(2) Sistema Clino Phon 95: Descatalogado en 2007



Honeywell Life Safety Iberia

C/ Pau Vila 15-19 T: (+34) 93 497 39 60
 08911 Badalona (Barcelona) F: (+34) 93 465 86 35
 España E: barcelonaes@honeywell.com



Barcelona, 2 de Enero de 2007

SISTEMA CLINO PHON 95 DESCATALOGADO

Muy Sres. nuestros,

Ponemos en su conocimiento que, el sistema de comunicación paciente-enfermera **Clino Phon 95**, modelo cuya salida al mercado data del año 1984, ha alcanzado su madurez tecnológica a lo largo de las diversas modificaciones y mejoras de las que ha sido objeto a lo largo de estos más de 20 años de presencia en el mercado nacional.

Esta situación, unida a la condición de obsolescencia que algunos fabricantes de componentes electrónicos han decidido aplicar a ciertos elementos que forman parte del hardware de dicho sistema (especialmente desde la entrada en vigor de la directiva medioambiental europea RoHS para la fabricación de dispositivos eléctricos y electrónicos), han motivado que Ackermann by Honeywell deba tomar la decisión de descatalogar dicho sistema, con efecto a partir del 30 de Junio de 2007.

Es por ello que Ackermann by Honeywell, adaptándose a las nuevas tecnologías presentes en el mercado, y tratando de minimizar los inconvenientes que la anterior situación pudiese llegar a provocar, pone a su disposición un nuevo sistema, al que es posible migrar, denominado Clino Phon 99, que incorpora nuevas características y mejoras más acordes con las actuales necesidades de los centros. Dicho sistema se encuentra disponible en el mercado nacional desde el pasado mes de Abril de 2005.

La característica de compatibilidad inherente a todos los sistemas de Ackermann by Honeywell, y por tanto, también presente en el nuevo sistema Clino Phon 99, permite una sustitución gradual y paulatina de los equipos por zonas, garantizando la coexistencia de ambos sistemas, y permitiendo al centro disponer de los elementos sustituidos como posibles recambios para las plantas o zonas pendientes de renovación, por lo que la migración de un sistema **Clino Phon 95** a un sistema Clino Phon 99 resulta sencilla y natural.

Ackermann by Honeywell seguirá ofreciendo el servicio de reparaciones y el suministro de recambios para los elementos del sistema **Clino Phon 95**, como mínimo hasta el 30 de Junio de 2012 y mientras siga existiendo disponibilidad de piezas y componentes.


Con el propósito de ofrecerles nuestro mejor servicio, les invitamos a contactar con nuestro departamento comercial para poder llevar a cabo un estudio personalizado de la mejor solución para su caso particular o resolver las dudas que se les puedan presentar al respecto.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para hacerles llegar un cordial saludo.

(1), (2), (3), ...: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
------	---------------	---------------	---------	-------------------------------	------------------	-------------

(3) **Sistema Clino Opt 99: Discontinuado en 2013**

Honeywell Life Safety Iberia

C/ Pau Vila 15-19 T: (+34) 93 497 39 60
 08911 Badalona (Barcelona) F: (+34) 93 465 86 35
 España E: infohlsiberia@honeywell.com

Barcelona, 2 de Enero de 2013

DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA CLINO OPT 99

Muy Sres. nuestros,

Ponemos en su conocimiento que, el sistema de comunicación paciente-enfermera **Clino Opt 99**, modelo cuya salida al mercado data del año 1996, ha alcanzado su madurez tecnológica a lo largo de las diversas modificaciones y mejoras de las que ha sido objeto a lo largo de estos más de 15 años de presencia en el mercado nacional.

Esta situación, unida a la condición de obsolescencia que algunos fabricantes de componentes electrónicos han decidido aplicar a ciertos elementos que forman parte del hardware de dicho sistema (especialmente a los micro-controladores que forman parte esencial de los equipos centrales), han motivado que Ackermann by Honeywell deba tomar la decisión de hacer entrar dicho sistema en un proceso de descatalogación progresiva, con efecto a partir del 1 de Enero de 2013.

Es por ello que Ackermann by Honeywell, en constante evolución y adaptándose a las nuevas tecnologías presentes en el mercado, trata de minimizar los inconvenientes que la anterior situación pudiese llegar a provocar poniendo a su disposición un nuevo sistema, al que es posible migrar, denominado Clino Systevo, que incorpora nuevas características y mejoras más acordes con las actuales necesidades de los centros. Dicho sistema se encuentra disponible en el mercado nacional desde Enero de 2013.

La característica de compatibilidad inherente a todos los sistemas de Ackermann by Honeywell, y por tanto, también presente en el nuevo sistema Clino Systevo, permite una sustitución gradual y paulatina de los equipos por zonas, permitiendo al centro disponer de los elementos sustituidos como posibles recambios para las plantas o zonas pendientes de renovación. De esta manera, la migración de un sistema **Clino Opt 99** a un sistema Clino Systevo resulta sencilla y natural.

El sistema **Clino Opt 99** seguirá estando disponible para venta, como mínimo hasta el próximo 31 de Diciembre de 2014. Transcurrido este periodo de adaptación, Ackermann by Honeywell seguirá ofreciendo el servicio de reparaciones y el suministro de recambios para los elementos del sistema **Clino Opt 99**, como mínimo hasta Enero de 2018 y mientras siga existiendo disponibilidad de piezas y componentes.

Con el propósito de ofrecerles nuestro mejor servicio, les invitamos a contactar con nuestro departamento comercial para poder llevar a cabo un estudio personalizado de la mejor solución para su caso particular o resolver las dudas que se les puedan presentar al respecto.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para hacerles llegar un cordial saludo.



(1), (2), (3),: Ver notas informativas al final del documento

Ref.	Descripción 1	Descripción 2	Sistema	Final Venta (salvo fin stock)	Final Producción	Alternativa
------	---------------	---------------	---------	-------------------------------	------------------	-------------

(4) Sistema Clino Com 21: Inicia proceso de discontinuidad a partir Julio 2013

Honeywell Life Safety Iberia

C/ Pau Vila 15-19 T: (+34) 93 497 39 60
 08911 Badalona (Barcelona) F: (+34) 93 465 86 35
 España E: infohlsiberia@honeywell.com

Barcelona, 1 de Febrero de 2013

DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA CLINO COM 21

Muy Sres. nuestros,

Ponemos en su conocimiento que, el sistema de comunicación paciente-enfermera **Clino Com 21**, modelo cuya salida al mercado nacional data del año 2000, ha alcanzado su madurez tecnológica a lo largo de las diversas modificaciones y mejoras de las que ha sido objeto a lo largo de estos 13 años de presencia en el mercado nacional.

Esta situación, unida a los recientes cambios en la Directiva Europea RoHS sobre la restricción en el uso de determinadas sustancias en la fabricación de componentes y equipos electrónicos, y que hacen referencia a los productos pertenecientes a la categoría "Sistemas de comunicación", afecta a los equipos de Ackermann by Honeywell. A partir de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones sobre dicha normativa (2 de Enero de 2013), todos los productos correspondientes a la anterior mencionada categoría, para nuevos proyectos y extensiones, deberán ser suministrados conformes a la nueva directiva.

Ackermann by Honeywell, en su ánimo de continua mejora, llevó a cabo hace ya algún tiempo todas las actuaciones y modificaciones necesarias en sus procesos de fabricación para adaptar sus productos a los requerimientos de la Directiva Europea RoHS. De resultas de ello, el portfolio actual es conforme incluso con los últimos cambios de la directiva.

No obstante, en lo que al sistema **Clino Com 21** respecta, y debido a la condición de obsolescencia sin posibilidad de equivalencia que algunos fabricantes de componentes electrónicos han decidido aplicar a ciertos elementos que forman parte del hardware de alguno de sus dispositivos, implica que una pequeña parte de los componentes del sistema **Clino Com 21** deban ser clasificados como No-RoHS, lo que limita la posibilidad de continuar ofreciendo dicho sistema para nuevos proyectos. Esta situación ha motivado que Ackermann by Honeywell deba tomar la decisión de hacer entrar dicho sistema en un proceso de descatalogación, con efecto a partir del 1 de Julio de 2013.

Los elementos conformes a RoHS del sistema **Clino Com 21** seguirán estando disponibles para nuevos proyectos y extensiones, como mínimo hasta el próximo Julio de 2014. Transcurrido este periodo, Ackermann by Honeywell seguirá ofreciendo el servicio de reparaciones y el suministro de recambios para los elementos del sistema **Clino Com 21**, como mínimo hasta Julio de 2018 y mientras siga existiendo disponibilidad de piezas y componentes.

Con el propósito de ofrecerles nuestro mejor servicio, les invitamos a contactar con nuestro departamento comercial para poder llevar a cabo un estudio personalizado de la mejor solución para su caso particular o resolver las dudas que se les puedan presentar al respecto.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para hacerles llegar un cordial saludo.